

Oogboor verwijderen roestring

Vorbereiding

Klaarleggen instrumentarium (injectietherapie):

- oogfrees
- loep

Klaarleggen materialen (injectietherapie):

- oxybuprocaine 0,4% (in miniflacon voor eenmalig gebruik)
- chlooramfenicol-oogzalf
- oogverband

Toelichting

Verwijderen metaaldeeltje

Zie Toelichting Corpus Alienum oog verwijderen.

Anesthesie

Verdoof het oog met 1 - 2 druppels oxybuprocaine 0,4%.

Toelichting

- Plaats een steriel oogboortje op de boorkop.
- Start het boortje door hem aan te spinnen.
- Vraag de patiënt het hoofd stil te houden en naar 1 punt te kijken.
- Houd het boortje op de roestring en oefen zoveel druk uit dat er ter plaatse enige vervorming ontstaat.
- Verwijder zorgvuldig alle zichtbare roestresten.
- Geef een oogzalfverband (zalf in onderste oogplooi, klein gaasje dubbel op oog, oogverband met 3 hechtpleisters) en controleer na 24 uur op een nieuwe roestring door achtergebleven deeltjes. Het verwijderen gaat na verweking makkelijker. Doe dit dus ook als niet alles de eerste keer te verwijderen was.
- Verwijs bij een centraal gelokaliseerde roestring die niet radicaal verwijderd kan worden.

Afvoeren van verontreinigde materialen

In de instrumentenbak: oogboortje

Oogboor verwijderen roestring

Nazorg

Voorlichten

- Nacontrole is nodig tot er geen roestring meer te zien is.
- Instrueer de patiënt terug te komen als er na de laatste controle een dag later nog pijn wordt ervaren.

Literatuur

- Goudswaard AN, In 't Veld CJ, Kramer WLM. Handboek verrichtingen in de huisartsenpraktijk. Houten/Utrecht: Prelum Uitgevers BV, Nederlands Huisartsen Genootschap.
- Rietveld RP, Cleveringa JP, Blom GH, Baggen MEJM, Bink D, Oltheten JMT, Van der Weele GM. NHG-Standaard Het rode oog (Eerste herziening). Huisarts Wet 2006;49(2):78-91.